

Material	Bsp Erreger/Fragestellung	Gefäß	Beschreibung	Bezugsquelle
Liquor (Einzelgefäß, steril)	Bei Meningitisverdacht: Meningitis Schnelltest, Erreger und Resistenz, Pilze		Schraubröhre, 10 ml, mit Stehrand, PS, gelber Deckel, steril	über Zentraleinkauf: Sarstedt 60.9921.829
Liquor (4er Set, Alternative) Für Mikrobiologie genügt 1 Gefäß!	Bei Meningitisverdacht: Meningitis Schnelltest, Erreger und Resistenz, Pilze		Schraubröhre 12 ml, mit gelbem Deckel, 4er Set, steril	über Zentraleinkauf: Sarstedt 60.9924.952
Liquor (mögliche Alternative; Empfehlung für klinische Chemie)	Bei Meningitisverdacht: Meningitis Schnelltest, Erreger und Resistenz, Pilze		Schraubröhre, 10 ml, PP, grüner Druck „CSF Liquor“, steril	über Zentraleinkauf: Sarstedt 62.610.018
Punktate, Probenmaterial intraoperativ, Gewebestücke, z.B. Lymphknoten (Flüssigkeiten oder Stückchen)	Erreger und Resistenz, Pilze, Tuberkulose: Mikroskopie und Kultur		Schraubröhre, 25 ml, Spitzboden mit Stehrand, gelber Deckel, PP, steril	über Zentraleinkauf: Sarstedt 63.9922.248
Sputum, Tracheal-/Bronchialsekret, BAL, etc.	Erreger und Resistenz, Pilze Tuberkulose PCR (PCR nur für Flüssigkeiten aus dem Respirationstrakt möglich! Mind. 2ml) oder Tuberkulose Mikroskopie und Kultur (geht mit allen Materialien, auch festes Material wie z.B. Lymphknoten, bei Flüssigkeiten mind. 2-5 ml)		Schraubröhre 30 ml, PP, mit Stehrand, natur, steril	über Zentraleinkauf: Sarstedt 62.543.001
Urin, Katheterurin, etc.	Erreger und Resistenz, Pilze, Screening (MRSA, MRGN, VRE)		V-Monovette® Urin, 10 ml, Vakuumsystem für den geschlossenen Urintransfer, steril	über Zentraleinkauf: Sarstedt 11.2452.001

Material	Bsp Erreger/Fragestellung	Gefäß	Beschreibung	Bezugsquelle
Stuhl	<i>Clostridioides difficile</i> Toxin, <i>Clostridioides difficile</i> Kultur, Noroviren PCR, Rotaviren, Campylobacter, Salmonellen/Shigellen, Yersinien, Wurmeier/Würmer, Amöben, Lamblien, Cryptosporidien, Adenoviren, Pilze, gastrointestinale Multiplex-PCR		Stuhlröhre, brauner Schraubdeckel mit Löffel, steril	über Zentraleinkauf: Sarstedt 80.623
Universal-Abstrichtupfer für Abstriche, Wundabstriche, Tiefe Wundabstriche, Oberflächige Abstriche, Screeningabstriche (MRSA, MRGN, VRE), NICHT FLÜSSIGKEITEN oder STÜCKCHEN, ODER PCR-ANFORDERUNGEN	Erreger und Resistenz, Pilze, Screening (MRSA, MRGN, VRE)		Auslaufmodell: kurz, lila Deckel mit Amiesmedium, Sigma Transwab Neues Modell: rosa Deckel mit Amiesmedium eSwab Copan	Über Zentraleinkauf SAP Nr.: 114682 Art. Nr.: 490CE.A
Trockener Abstrichtupfer für Nasenabstrich oder Nasen-Rachenabstrich	SARS-CoV-2-PCR, Influenza A+B+RSV, SARS-CoV-2-Antigentest		Wattetupfer, lang, ohne Medium, weißer Deckel	über mvzIm Ruhr - Mikrobiologie Tel: (0201) 45152-181
Spezial Abstrichtupfer für Respiratorische Multiplex-PCR aus tiefem Nasen-Rachenabstrich, nasopharyngealer Abstrich	SARS-CoV-2-PCR, Influenza A+B+RSV (sehr sensitiv), respiratorische Multiplex-PCR		Spezial Röhrrchen UTM-RT MINI mit rotem Deckel, Flüssigmedium und 3 Kügelchen	über mvzIm Ruhr - Mikrobiologie Tel: (0201) 45152-181
Blutkultur-Flaschen BacT/ALERT SA, BacT/ALERT SN, BacT/ALERT PF für die Sepsis-Diagnostik	Erreger und Resistenz, Pilze		blauer Deckel (aerobe Flasche) roter Deckel (anaerobe Flasche) gelber Deckel (päd. Flasche)	über Zentraleinkauf BioMérieux aerob: SA 259789 blau anaerob: SN 259790 rot pädiatr.: PF 259794 gelb
Spezialtupfer (HNO, Urologie) Für Abstriche aus besonders engen Öffnungen, z. B. Harnröhre, Ohr	Erreger und Resistenz, Pilze		Wattetupfer lang, dünner Alustab, orangefarbener Deckel, mit Gel-Medium	über Zentraleinkauf: HAIN- Lifescience 110C

Material	Diagnostik	Gefäß	Beschreibung	Bezugsquelle
Chlamydien- und Gonokokken-PCR (urogenital, vaginal) Spezialtupfer für PCR-Nachweis bestimmter respiratorischer Erreger, die im Labor Eberhard untersucht werden	PCR auf Adenovirus, HSV, CMV, EBV, MPV, Rhinovirus, <i>Bordetella pertussis</i> / <i>B. parapertussis</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> und <i>Mykoplasmen</i>	 <u>Alternative:</u>  <i>2ml NaCl 0,9% auf Station zufügen</i>	Spitzröhrchen mit 2 ml NaCl (0,9%), steril, separater Tupfer <u>Alternative:</u> Wattetupfer, lang ohne Medium, weißer Deckel (2 ml NaCl 0,9% auf Station zufügen)	über mvzIm Ruhr - Mikrobiologie Tel: (0201) 45152-181
Spezialtupfer für urogenitale Abstriche für den kulturellen Nachweis von Mycoplasmen und Ureaplasmen	Kultur: Mycoplasmen, Ureaplasmen		Spezialmedium flüssig, gelber Deckel, separater Tupfer (optional)	über mvzIm Ruhr - Mikrobiologie Tel: (0201) 45152-181

Stand 28.05.2021